



FÉRULA DE GINGIVECTOMÍA

La férula de gingivectomía es un dispositivo intraoral confeccionado en laboratorio, generalmente en acrílico transparente o material termoplástico rígido, cuyo objetivo es guiar al clínico durante la realización de una gingivectomía según un diseño previamente planificado.

Su función principal es **transferir con precisión al paciente el contorno gingival ideal definido en el modelo de estudio o encerado diagnóstico**, permitiendo un procedimiento más exacto, predecible y controlado.

:: **SocioDental**
by AIVORIQ



Objetivos de la férula guía

1. **Transferencia del diseño estético planificado**
Reproduce clínicamente el contorno gingival previamente establecido en el modelo, respetando proporciones dentarias y parámetros estéticos (línea de sonrisa, cenit gingival, simetrías).
2. **Control de la cantidad de tejido a remover**
Permite delimitar con precisión el margen de resección, evitando sobrecontorneados o resecciones insuficientes.
3. **Mayor predictibilidad quirúrgica**
Reduce la improvisación intraoperatoria y mejora la reproducibilidad del resultado.
4. **Optimización del tiempo clínico**
Facilita el marcaje quirúrgico inicial y agiliza el procedimiento.



Procedimiento de confección

1. **Escaneo intraoral.**
2. **Análisis estético y periodontal.**
3. **Diseño digital del nuevo contorno gingival.**
4. **Confección de la férula en laboratorio**, respetando el nuevo margen gingival planificado.
5. **La férula puede presentar:**
 - Ventanas guía.
 - Bordes festoneados que indiquen el nuevo margen.
 - Perforaciones para marcaje con sonda o bisturí.



Uso clínico

1. Se coloca la férula en boca verificando su correcta adaptación.
2. Se procede a la gingivectomía siguiendo el diseño previamente transferido.
3. Se comprueba la simetría y regularidad del contorno final.

:: SocioDental
by AIVORIQ

Indicaciones

- Remodelado gingival estético.
- Corrección de sonrisa gingival.
- Alargamiento coronario estético.
- Recontorneado previo a rehabilitación protésica.
- Casos donde se requiere máxima precisión en el margen gingival.

Ventajas

- Mayor exactitud en el resultado estético.
- Mejor comunicación entre clínico y laboratorio.
- Reducción de errores quirúrgicos.
- Resultados más armónicos y planificados.



:: SocioDental
by AIVORIQ