

Férulas de Descarga Ytrio Y-Férulas

Las férulas de descarga Ytrio se diseñan a medida de cada paciente de forma totalmente personalizada. Son fabricadas a través del flujo digital utilizando la tecnología más avanzada. La experiencia en digitalización de los laboratorios Ytrio hace que los resultados sean precisos, rápidos y exclusivos.

Las principales características de las férulas Ytrio son las siguientes:

- * Elaboradas 100% a través de flujo digital, asegurando una mayor precisión.
- * Al realizarse de forma completamente personalizada consiguen un ajuste perfecto
- * El diseño digital permite reducir los tiempos de trabajo y las visitas necesarias del paciente a clínica.
- * Su flexibilidad, ligereza y termo adaptabilidad hacen que resulten muy cómodas para el paciente, pudiendo readaptarlas, en caso necesario, sumergiéndolas en agua caliente unos minutos y dejando que endurezcan en boca.
- * Son biocompatibles, por lo que nos producen ningún tipo de reacción alérgica.
- * Son el mejor tratamiento contra el bruxismo y los problemas de la articulación temporomandibular

Ofrece a tus pacientes la mejor solución y diferénciate con las férulas de descarga Ytrio.

OCIO DENTAI

LABORATORIO YTRIO SOCIODENTAL C/Rio Bergantes 29, local 4A 29620 Torremolinos (MÁLAGA) Tel 952.375.059 Movil 622.365.059 info@sociodentales www.sociodentales



PROTOCOLO Férulas de Descarga Ytrio Y-Férulas



LINEA ANALÓGICA



Impresión sup e inferior convencional en alginato y vaciado en clínica.





Impresión superior e inferior intraoral



Mordida constructiva en relación céntrica mediante Jig de Lucia



Mordida constructiva en relación centrica mediante Jig de Lucia



Registro de mordida con elastómero en la situación que determina el Jig de Lucia



Toma de registros digitales en relación céntrica con el jig puesto y registros de oclusión dinámica.



Envío de los modelos junto a la mordida al Jaboratorio



Envío del caso al laboratorio por el medio habitual. Preferentemente por Vevidental